

## NÁVOD NA POUŽITIE

Envy Therapy

Light Therapy  
Face Mask

RADICAL  
SKINCARE SYSTEM

ISKI

DOMÁCA LED TERAPIA PREDSTAVUJE AKTÍVNU  
POMOC NA CELÉ SPEKTRUM KOŽNÝCH  
PROBLÉMOV A NEDOKONALOSTÍ.

FOTOTERAPIU PRE JEJ VYSOKÚ ÚČINNOSŤ  
A VÝSLEDKY VYUŽÍVAJÚ AJ DERMATOLÓGOVIA  
A JEJ ÚČINKY POTVRDILI MNOHÉ ODBORNÉ ŠTÚDIE.



Tento návod na použitie zahŕňa vysvetlenie jednotlivých funkcií pomôcky ako aj upozornenia pri jej používaní.

Pred použitím výrobku si prosím podrobne prečítajte tento návod na použitie a osvojte si ho.

Pred prvým použitím pomôcku nabite.

Táto pomôcka nie je medicínskym, ale kozmetickým nástrojom.

Účinnosť pomôcky je ovplyvnená typom pokožky a druhom kozmetických produktov, aké užívateľ používa.

## OBSAH

### 1. INFORMÁCIE O PRODUKTE

- 1.1. HLAVNÉ BENEFITY LED TERAPIE
- 1.2. POPIS REŽIMOV

### 2. POUŽÍVANIE

- 2.1. AKO POUŽÍVAŤ LED MASKU
- 2.2. NÁVOD NA OBSLUHU DIALKOVÉHO OVLÁDANIA
- 2.3. DOBA PÔSOBNIA LED MASKY
- 2.4. FREKVENCIA POUŽÍVANIA

### 3. UPOZORNENIA

### 4. OBSAH BALENIA

### 5. ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

### 1. INFORMÁCIE O PRODUKTE

#### 1.1. HLAVNÉ BENEFITY LED TERAPIE

Domáca LED terapia predstavuje aktívnu pomoc na celé spektrum kožných problémov a nedokonalostí. Fototerapiu pre jej vysokú účinnosť a výsledky využívajú aj dermatológovia a jej účinky potvrdili mnohé odborné štúdie.

Efektívne eliminuje známky starnutia ako vrásky a jemné linky.

Redukuje tvorbu mazu, pôsobí proti akné, je vhodná aj na citlivú pleť.

Pomáha s pigmentáciami, začervenaním pokožky a nerovnomernou štruktúrou.


Stimuluje produkciu kolagénu pre pevnejšiu a mladistvejšie vyzerajúcu pleť.

Upravuje textúru a tón pleti.

## 1.2. POPIS REŽIMOV

Envy Therapy LED maska obsahuje osem farebných režimov osvetlenia. Každá farba svetla má iné účinky na zlepšenie pleti, ktoré boli klinicky preukázané\*.

1. Červené svetlo: Zvyšuje elasticitu pleti, stimuluje bunkový metabolizmus a redukuje jemné vrásky a linky.
2. NIR-Infračervené svetlo: Preniká hlbšie do tkanív, podporuje tvorbu kolagénu a elastínu, stimuluje krvný obeh a vypína pokožku.
3. Modré svetlo: Redukuje tvorbu mazu, ničí baktérie spôsobujúce akné, zmiernuje zápalové ložiská a urýchľuje ich hojenie.
4. Oranžové svetlo: Upravuje farebné nerovnosti slnkom poškodenej pokožky, hlboké pigmentácie a melazmy.
5. Fialové svetlo: Upokojuje zápalové procesy, pôsobí antioxidantne a rozjasňuje pleť.
6. Tyrkysové svetlo: Zvyšuje bunkovú energiu. Minimalizuje podráždenie citlivej pleti a urýchľuje rekonvalescenciu po zákrokoch.
7. Zelené svetlo: Znižuje produkciu melanínu, vyrovnáva tón pleti, zjemňuje tmavé škvrny a iné farebné nedokonalosti.
8. Žlté svetlo: Priaznivo pôsobí na celú škálu prejavov ochorenia rosacea a zjemňuje začervenanie pokožky a opuch.



PL (Fialové svetlo) 400 nm  
BL (Modré svetlo) 465 nm  
IL (Tyrkysové svetlo) 495 nm  
GL (Zelené svetlo) 530 nm

YL (Žlté svetlo) 590 nm  
OL (Oranžové svetlo) 615 nm  
RL (Červené svetlo) 640 nm  
NIL (NIR-Infračervené svetlo) 830 nm

\* The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology

## 2. POUŽÍVANIE

### 2.1. AKO POUŽÍVAŤ LED MASKU


1. Masku používajte na odličенú, vyčistenú a suchú pokožku. Niektoré zložky kozmetických produktov môžu znížiť efekt LED terapie.
2. Súčasťou balenia sú nástavce na očné okolie. Zložte ich zvnútra masky. Nasadte očný nástavec s označením "L" na ľavé očné okno. Uistite sa, že písmeno "L" je na vonkajšej časti otvoru pre ľavé oko. Opakujte rovnaký krok s pravým očným nástavcom ("R"). Používanie nástavcov na očné okolie však nie je nevyhnutné.
3. Pripevnite upevňovacie popruhy na masku. Upevňovacie popruhy nerozlišujú medzi ľavým a pravým. Dbajte na to, aby ste flanelovú stranu popruhov umiestnili tak, aby smerovala dovnútra – k vašej tvári. Pripevnite masku k hlave pomocou popruhov.
4. Pripojte kábel masky k diaľkovému ovládaču.
5. Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF na ovládači masku zapnete a nastavíte si požadovaný časový interval 5 alebo 10 minút. Horným tlačidlom MODE si nastavíte preferovanú farbu LED svetla.
6. Maska sa automaticky vypne po uplynutí predvoleného časového intervalu, alebo ju môžete kedykoľvek vypnúť stlačením tlačidla ON/OFF.
7. Počas pôsobenia masky sa môžete voľne pohybovať.
8. Po použití utrite vnútornú silikónovú časť masky utierkou alebo vlhkou handričkou, vysušte ju a odložte.
9. Následne pokračujte v každodennej skincare rutine.

MASKU NEPOUŽÍVAJTE,  
AK PATRÍTE DO JEDNEJ Z TÝCHTO SKUPÍN

- Tehotné a dojčiacie ženy.
- Fotosenzitívni ľudia alebo ak užívate lieky, ktoré môžu spôsobiť fotosenzitivitu.
- Ľudia s genetickými chorobami oka alebo kožnými chorobami (ako je lupus erythematosus, fotosenzitívny ekzém, albinizmus, atď.)

## 2.2. NÁVOD NA OBSLUHU DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

1. Tlačidlo ON/OFF / Nastavenie času: Dlhým stlačením tlačidla masku zapnete/vypnete. Keď je maska zapnutá, predvolený režim je režim červeného svetla, indikátor RL svieti, predvolený čas je 5 minút. Krátkym stlačením tlačidla nastavíte interval pôsobenia – 5 minút / 10 minút.
2. Tlačidlo režimu MODE: Je určené na prepínanie medzi jednotlivými svetlami. Predvolený režim je režim červeného svetla, indikátor RL svieti.
  1. Po prvom stlačení tlačidla MODE sa zmení z režimu červeného svetla na režim NIR-infračerveného svetla, indikátor NIL svieti.
  2. Po druhom stlačení sa zmení z režimu NIR-infračerveného svetla na režim modrého svetla, indikátor BL svieti.
  3. Po treťom stlačení sa zmení z režimu modrého svetla na režim oranžového svetla, indikátor OL svieti.
  4. Po štvrtom stlačení sa zmení z režimu oranžového svetla na režim fialového svetla, indikátor PL svieti.
  5. Po piatom stlačení sa zmení z režimu fialového svetla na režim tyrkysového svetla, indikátor IL svieti.
  6. Po šiestom stlačení sa zmení z režimu tyrkysového svetla na režim zeleného svetla, indikátor GL svieti.
  7. Po siedmom stlačení sa zmení z režimu zeleného svetla na režim žltého svetla, indikátor YL svieti.
3. Indikátor nabíjania: Keď je diaľkové ovládanie nabitá a zapnutá, príslušný indikátor režimu stabilne svieti. Akonáhle sa začne ovládač vibrovať, indikátor režimu svetla začne blikať. Diaľkové ovládanie, a tým pádom aj samotná maska sa automaticky vypnú, keď je batéria vybitá.



Indikátor režimu

Indikátor času

Tlačidlo režimu  
MODE

Tlačidlo ON/OFF  
a nastavenia času

## 2.3. DOBA PÔSOBNIA LED MASKY

10 minút.

## 2.4. FREKVENCIA POUŽÍVANIA LED MASKY

1. Prvý mesiac odporúčame používať masku 4x týždenne.
2. Druhý mesiac 3x týždenne.
3. Od tretieho mesiaca používajte masku 2x týždenne. V tejto frekvencii môžete pokračovať dlhodobo.

V prípade, že máte viac kožných problémov, môžete rozdeliť čas pôsobenia na dva 5 minútové intervaly a vybrať si preferovanú kombináciu svetiel.

## 3. UPOZORNENIA

1. Pred prvým použitím diaľkový ovládač úplne nabite a počas nabíjania ho nepoužívajte.
2. Nečistite, neumývajte ani nemanipulujte s diaľkovým ovládačom počas nabíjania. Vyhňte sa priamemu kontaktu so zdrojom vody.
3. Ak dôjde k prehnaniu začervenaniam alebo inej nežiadúcej reakcii, okamžite prestaňte pomôcku používať a obráťte sa na kozmetičku alebo lekára.
4. Ak máte podozrenie, že s prístrojom nie je niečo v poriadku, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte predajcu.
5. Nehádzte ani nebúchajte s produktom.
6. Masku neskladujte pri príliš vysokých alebo nízkych teplotách ani vo vlhkom prostredí. Skladujte v originálnej krabici na suchom a chladnom mieste. Nevystavujte ju priamemu slnečnému žiareniu.
7. Nepokladajte prístroj na prikrývky a elektrické deky.
8. Používajte len originálny nabíjaci kábel.
9. Pri používaní a skladovaní masky buďte opatrní. Nie je vhodná na použitie deťmi, preto ju držte mimo ich dosahu.
10. Pomôcka nie je určená ku konzumácii.
11. Nevystavujte masku, diaľkový ovládač ani nabíjaci kábel tekutinám ani kovovým produktom.
12. Svojpomocná montáž, demontáž, opravovanie a úprava pomôcky môže viesť k jej poruche, ktorú nebude možné opraviť ani reklamovať. Nesnažte sa prístroj opravovať sami a vždy kontaktujte predajcu.

## 4. OBSAH BALENIA



silikónová  
flexibilná maska

diaľkové  
ovládanie

USB  
nabíjaci kábel



nástavce  
na okolie očí



upevňujúce  
popruhy

## 5. ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

MODEL PRODUKTU: RB-008G  
POČET LED ŽIAROVIEK: 280 KS  
NABÍJACIE NAPÄTIE: 5V  
MENOVITÉ NAPÄTIE: 3,7V  
NABÍJACÍ PRÚD: 600MA  
MENOVITÝ VÝKON: 4W  
VYROBENÉ ZO SILIKÓNU POTRAVINÁRSKEJ KVALITY.

MADE IN HONG KONG EXCLUSIVELY  
FOR ENVY THERAPY

DISTRIBÚTOR:  
KLINIKA ENVY, S.R.O., SLOVAKIA

ENVYTHERAPY.COM



## NÁVOD K POUŽITÍ

Envy Therapy

Light Therapy  
Face Mask

RADICAL  
SKINCARE SYSTEM

|CZ|

DOMÁCÍ LED TERAPIE PŘEDSTAVUJE AKTIVNÍ POMOC NA CELÉ SPEKTRUM KOŽNÍCH PROBLÉMŮ A NEDOKONALOSTÍ.

FOTOTERAPII PRO JEJÍ VYSOKOU ÚČINNOST A VÝSLEDKY VYUŽÍVAJÍ I DERMATOLOGOVÉ A JEJÍ ÚČINKY POTVRDILY MNOHÉ ODBORNÉ STUDIE.



Tento návod k použití zahrnuje vysvětlení jednotlivých funkcí pomůcky a také upozornění při jejím používání.

Před použitím výrobku si prosím podrobně přečtete tento návod k použití a osvojte si ho.

Před prvním použitím pomůcku nabijte.

Tato pomůcka není medicínským, ale kosmetickým nástrojem.

Účinek pomůcky je ovlivněn typem pokožky a druhem kosmetických produktů, které uživatel používá.

## OBSAH

### 1. INFORMACE O PRODUKTU

- 1.1. HLAVNÍ BENEFITY LED TERAPIE
- 1.2. POPIS REŽIMŮ

### 2. POUŽÍVÁNÍ

- 2.1. JAK POUŽÍVAT LED MASKU
- 2.2. NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
- 2.3. DOBA PŮSOBNÍ LED MASKY
- 2.4. FREKVENCE POUŽÍVÁNÍ LED MASKY

### 3. UPOZORNĚNÍ

### 4. OBSAH BALENÍ

### 5. SPECIFIKACE PRODUKTU

### 1. INFORMACE O PRODUKTU

#### 1.1. HLAVNÍ BENEFITY LED TERAPIE

Domácí LED terapie představuje aktivní pomoc na celé spektrum kožních problémů a nedokonalostí. Fototerapii pro její vysokou účinnost a výsledky využívají i dermatologové a její účinky potvrdily mnohé odborné studie.

Efektivně eliminuje známky stárnutí jako vrásky a jemné linky.

Redukuje tvorbu mazu, působí proti akné, je vhodná i na citlivou pleť. Pomáhá s pigmentacemi, zarudnutím pokožky a nerovnoměrnou strukturou.


Stimuluje produkci kolagenu pro pevnější a mladistvěji vypadající pleť.

Upravuje texturu a tón pleti.

## 1.2. POPIS REŽIMŮ

Envy Therapy LED maska obsahuje osm barevných režimů osvětlení. Každá barva má jiné účinky na zlepšení pleti, které byly klinicky prokázány\*.

1. Červené světlo: Zvyšuje elasticitu pleti, stimuluje buněčný metabolismus a redukuje jemné vrásky a linky.
2. NIR-Infračervené světlo: Proniká hlouběji do tkání, podporuje tvorbu kolagenu a elastinu, stimuluje krevní oběh a vypíná pokožku.
3. Modré světlo: Redukuje tvorbu mazu, ničí bakterie způsobující akné, zmiňuje zánětlivá ložiska a urychluje jejich hojení.
4. Oranžové světlo: Upravuje barevné nerovnosti sluncem poškozené pokožky, hluboké pigmentace a melasmy.
5. Fialové světlo: Zklidňuje zánětlivé procesy, působí antioxidačně a rozjasňuje pleť.
6. Tyrkysovové světlo: Zvyšuje buněčnou energii. Minimalizuje podráždění citlivé pleti a urychluje rekonvalescenci po zákrocích.
7. Zelené světlo: Snižuje produkci melaninu, vyrovnává tón pleti, zjemňuje tmavé skvrny a jiné barevné nedokonalosti.
8. Žluté světlo: Příznivě působí na celou škálu projevů onemocnění rosacea a zjemňuje zarudnutí pokožky a otok.



- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| PL (Fialové světlo) 400 nm     | YL (Žluté světlo) 590 nm             |
| BL (Modré světlo) 465 nm       | OL (Oranžové světlo) 615 nm          |
| IL (Tyrkysovové světlo) 495 nm | RL (Červené světlo) 640 nm           |
| GL (Zelené světlo) 530 nm      | NIL (NIR-Infračervené světlo) 830 nm |

\* The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology

## 2. POUŽÍVÁNÍ

### 2.1. JAK POUŽÍVAT LED MASKU

1. Masku používejte na odličenou, vyčištěnou a suchou pokožku. Některé složky kosmetických produktů mohou snížit efekt LED terapie.
2. Součástí balení jsou nástavce na oční okolí. Založte je zevnitř masky. Nasaďte oční nástavec s označením "L" na levý oční otvor. Ujistěte se, že písmeno "L" je na vnější části otvoru pro levé oko. Opakujte stejný krok s pravým očním nástavcem ("R"). Používání nástavců na oční okolí však není nevyhnutelné.
3. Připevněte upevňující popruhy na masku. Upevňující popruhy nerozlišují mezi levým a pravým. Dbejte na to, abyste flanelovou stranu popruhů umístili tak, aby směřovala dovnitř – k vaší tváři. Připevněte masku k hlavě pomocí popruhů.
4. Připojte kabel masky k dálkovému ovladači.
5. Stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF na dálkovém ovladači masku zapnete a nastavíte si požadovaný časový interval 5 nebo 10 minut. Horním tlačítkem MODE si nastavíte preferovanou barvu LED světla.
6. Maska se automaticky vypne po uplynutí výchozího časového intervalu, nebo ji můžete kdykoli vypnout stisknutím tlačítka ON/OFF.
7. Během působení masky se můžete volně pohybovat.
8. Po použití otřete vnitřní silikonovou část masky utěrkou nebo vlhkým hadříkem, vysušte ji a odložte.
9. Následně pokračujte v každodenní skincare rutině.

MASKU NEPOUŽÍVEJTE, POKUD PATŘÍTE DO JEDNÉ Z TĚCHTO SKUPIN

- Těhotné a kojící ženy.
- Fotosenzitivní lidé nebo lidé užívající léky, které mohou způsobit fotosenzitivitu.
- Lidé s genetickými chorobami oka nebo kožními chorobami (jako je lupus erythematosus, fotosenzitivní ekzém, albinismus, atd.)

## 2.2. NÁVOD K OBSLUZE OVLADAČE

1. Tlačítko ON/OFF / Nastavení času: Dlouhým stisknutím tlačítka masku zapnete/vypnete. Když je maska zapnutá, výchozí režim je režim červeného světla, indikátor RL svítí, výchozí čas je 5 minut. Krátkým stiskem tlačítka nastavíte interval působení – 5 minut / 10 minut.
2. Tlačítko režimu MODE: Je určeno k přepínání mezi jednotlivými světly. Výchozí režim je režim červeného světla, indikátor RL svítí.
  1. Po prvním stisknutí tlačítka MODE se změní z režimu červeného světla na režim NIR-infračerveného světla, indikátor NIL svítí.
  2. Po druhém stisknutí se změní z režimu NIR-infračerveného světla na režim modrého světla, indikátor BL svítí.
  3. Po třetím stisknutí se změní z režimu modrého světla na režim oranžového světla, indikátor OL svítí.
  4. Po čtvrtém stisknutí se změní z režimu oranžového světla na režim fialového světla, indikátor PL svítí.
  5. Po pátém stisknutí se změní z režimu fialového světla na režim tyrkysového světla, indikátor IL svítí.
  6. Po šestém stisknutí se změní z režimu tyrkysového světla na režim zeleného světla, indikátor GL svítí.
  7. Po sedmém stisknutí se změní z režimu zeleného světla na režim žlutého světla, indikátor YL svítí.
3. Indikátor nabíjení: Když je dálkové ovládání nabitě a zapnuté, příslušný indikátor režimu stabilně svítí. Jakmile se začne ovladač vybíjet, indikátor režimu světla začne blikat. Dálkové ovládání, a tím pádem i samotná maska se automaticky vypnou, když je baterie vybitá.



## 2.3. DOBA PŮSOBNÍ LED MASKY

10 minut.

## 2.4. FREKVENCE POUŽÍVÁNÍ LED MASKY


1. První měsíc doporučujeme používat masku 4x týdně.
2. Druhý měsíc 3x týdně.
3. Od třetího měsíce používejte masku 2x týdně. V této frekvenci můžete pokračovat dlouhodobě.

V případě, že máte více kožních problémů, můžete rozdělit dobu působení na dva 5 minutové intervaly a vybrat si preferovanou kombinaci světla.

## 3. UPOZORNĚNÍ

1. Před prvním použitím dálkový ovladač zcela nabijte a během nabíjení jej nepoužívejte.
2. Nečistěte, nemyjte ani nemanipulujte s dálkovým ovladačem během nabíjení. Vyhnete se přímému kontaktu se zdrojem vody.
3. Dojde-li k přehnanému zarudnutí nebo jiné nežádoucí reakci, okamžitě přestaňte pomůcku používat a obraťte se na kosmetičku nebo lékaře.
4. Pokud máte podezření, že s přístrojem není něco v pořádku, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte prodejce.
5. Neházejte ani nebouchejte s produktem.
6. Masku neskladujte při příliš vysokých nebo nízkých teplotách ani ve vlhkém prostředí. Skladujte v originální krabici na suchém a chladném místě. Nevystavujte ji přímému slunečnímu záření.
7. Nepokládejte přístroj na přikrývky a elektrické deky.
8. Používejte pouze originální nabíjecí kabel.
9. Při používání a skladování masky buďte opatrní. Není vhodná pro použití dětmi, proto ji držte mimo jejich dosah.
10. Pomůcka není určena ke konzumaci.
11. Nevystavujte masku, dálkový ovladač ani nabíjecí kabel tekutinám ani kovovým produktům.
12. Svěvolná montáž, demontáž, opravování a úprava pomůcky může vést k její poruše, kterou nebude možné opravit ani reklamovat. Nesnažte se přístroj opravovat sami a vždy kontaktujte prodejce.

## 4. OBSAH BALENÍ



silikonová  
flexibilní maska

dálkové  
ovládání

USB  
nabíjecí kabel



nástavce  
na okolí očí



upevňující  
popruhy

## 5. SPECIFIKACE PRODUKTU

MODEL VÝROBKU: RB-008G  
POČET LED ŽÁROVEK: 280 KS  
NABÍJECÍ NAPĚTÍ: 5V  
JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3,7V  
NABÍJECÍ PROUD: 600MA  
JMENOVITÝ VÝKON: 4W  
VYROBENO ZE SILIKONU POTRAVINÁŘSKÉ KVALITY.

MADE IN HONG KONG EXCLUSIVELY  
FOR ENVY THERAPY

DISTRIBUTOR:  
KLINIKA ENVY, S.R.O., SLOVAKIA

ENVYTHERAPY.COM



AT-HOME LED THERAPY IS A GREAT TOOL FOR IMPROVING THE FULL SPECTRUM OF SKIN CONDITIONS AND IMPERFECTIONS.

PHOTOTHERAPY IS USED BY DERMATOLOGISTS FOR ITS HIGH EFFICIENCY AND ITS RESULTS HAVE BEEN CONFIRMED IN NUMEROUS EXPERT STUDIES.



Envy Therapy

Light Therapy  
Face MaskRADICAL  
SKINCARE SYSTEM

|EN|

This instruction manual includes an explanation of the individual functions of the device as well as warnings when using it.

Before using the product, please read this instruction manual carefully.

Charge the device before using it for the first time.

This device is not a medical, but a cosmetic tool.

The effect of the device is influenced by the skin type and the type of cosmetic products used.

## TABLE OF CONTENTS

- PRODUCT INFORMATION
  - MAIN BENEFITS OF LED THERAPY
  - DESCRIPTION OF MODES
- USAGE
  - HOW TO USE LED MASK
  - OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE REMOTE CONTROL
  - LED MASK EXPOSURE TIME
  - LED MASK FREQUENCY OF USE
- WARNINGS
- PACKAGE CONTENT
- PRODUCT SPECIFICATION

## 1. PRODUCT INFORMATION

## 1.1. MAIN BENEFITS OF LED THERAPY

At-home LED therapy is a great tool for improving the full spectrum of skin conditions and imperfections. Phototherapy is used by dermatologists for its high efficiency and its results have been confirmed in numerous expert studies.

It effectively eliminates signs of skin aging such as wrinkles and fine lines.

It reduces sebum production, acne, and is also suitable for sensitive skin.

Phototherapy helps with pigmentation, skin redness and uneven skin texture.


By stimulating collagen production, it makes the skin look firmer and younger.

It also improves skin texture and tone.

## 1.2. DESCRIPTION OF MODES

Envy Therapy LED Mask has eight light modes with different light colors. Each color has a different skin-improving clinically proven effect \*.

- Red light:** increases skin elasticity, stimulates cell metabolism, reduces wrinkles and fine lines.
- NIR – near-infrared light:** penetrates deeper into the tissue, promotes collagen and elastin production and tightens skin.
- Blue light:** decreases sebum production, eliminates bacteria causing acne, reduces inflammation and accelerates the healing process.
- Orange light:** corrects color irregularities of sun-damaged skin, deep pigmentation and melasma.
- Purple light:** soothes inflammatory processes, acts as an antioxidant, brightens the skin.
- Indigo light:** increases cellular energy, minimizes irritation of sensitive skin, speeds up post-treatment recovery.
- Green light:** reduces melanin production, evens skin tone, softens dark spots and other color imperfections.
- Yellow light:** positively affects the full range of rosacea symptoms and soothes skin redness and edema.



PL (Purple Light) 400 nm  
BL (Blue Light) 465 nm  
IL (Turquoise Light) 495 nm  
GL (Green Light) 530 nm

YL (Yellow Light) 590 nm  
OL (Orange Light) 615 nm  
RL (Red Light) 640 nm  
NIL (NIR-Infrared Light) 830 nm

\* The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology

## 2. USAGE

## 2.1. HOW TO USE LED MASK


- Use the mask on cleansed and dry skin without make-up. Some ingredients in cosmetic products may interfere with the effectiveness of LED therapy.
- The package includes goggles for the eye area. Insert them from the inside of the mask. Put the eye goggle with "L" on the left eye hole. Make sure that the letter "L" is on the outer part of the left eye hole. Repeat the same step with the right ("R") eye goggle. However using the goggles is not required.
- Assemble fixing straps. Fixing straps do not distinguish between left and right. Make sure that you place the flannel side of the strap so that it faces inwards - towards your face. Attach the mask to your head with the straps.
- Connect the mask cable to the remote control.
- Press and hold the ON/OFF button on the remote control to turn the mask on and set the desired time interval of 5 or 10 minutes. The top MODE button sets the preferred LED light color.
- The mask will turn off automatically after the time interval you have set, or you can turn it off whenever you wish to by pressing the ON/OFF button.
- You can move around freely with the mask on.
- After use, wipe the inner silicone part of the mask with a dry or a damp cloth, dry it, and store it properly.
- Then continue with your daily skincare routine.

DO NOT USE THE MASK IF YOU BELONG TO ONE OF THE FOLLOWING GROUPS:

- Pregnant or breastfeeding women.
- Photosensitive people or people who are taking medication that can cause photosensitivity.
- People with genetic eye or skin diseases (such as lupus erythematosus, photosensitive eczema, albinism, etc.).

## 2.2. OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE REMOTE CONTROL

- ON/OFF button / Time setting:** Press and hold the ON/OFF button to turn the device on/off. When the mask is on, the default mode is red light mode, the indicator RL is on, and the default time is 5 minutes. Press the button shortly to set the exposure interval to 5 or 10 minutes.
- MODE button:** is intended for switching between different lights. The default mode is red light mode, the indicator RL is on.
  - After pressing the MODE button once, the red light mode changes to the near-infrared light mode and the NIR indicator will switch on.
  - After pressing the MODE button for the second time, it changes the NIR light mode to the blue light mode and the BL indicator will switch on.
  - After the third press, the blue light mode changes to the orange light mode and the OL indicator switches on.
  - The fourth press changes the orange light mode to the purple light mode and switches on the PL indicator.
  - The fifth press changes the purple light mode to the indigo light mode and switches on the IL indicator.
  - After the sixth press, the indigo light mode changes to the green light mode and the GL indicator switches on.
  - After the seventh press, the green light mode changes to the yellow light mode and the YL indicator switches on.
- Battery power indicator:** When the remote control is charged and turned on, the corresponding mode indicator lights up steadily. Once the battery of the controller starts to lose power, the mode indicator will start flashing. The remote control, and the mask itself, will automatically turn off when the battery is empty.



## 2.3. LED MASK EXPOSURE TIME

10 minutes.

## 2.4. LED MASK FREQUENCY OF USE



- We recommend using the mask 4 times a week in the first month.
- In the second month, use it 3 times a week.
- From the third month onwards, use the mask twice a week. You can continue to use the mask at this frequency indefinitely.

If you have multiple skin conditions, divide each treatment time into 5-minute intervals and choose your preferred light combination.

## 3. WARNINGS

- Please fully charge the remote control before first use and do not use it while charging.
- Do not clean, wash or use the remote control while charging. Avoid direct contact with a water source.
- If excessive redness or other adverse reactions occur, stop using the device immediately and consult a beautician or doctor.
- If you suspect that there is something wrong with the device, stop using it and contact the seller.
- Do not throw or thump the product.
- Do not store the mask in excessively high or low temperatures or in a damp environment. Store it in its original packaging in a cool, dry place. Do not expose it to direct sunlight.
- Do not place the device on blankets or electric blankets.
- Charge the device using only the original charging cable.
- Be careful when using and storing the mask. It is not suitable for use by children, keep it out of their reach.
- The device is not intended for consumption.
- Do not bring the product, remote control or the charging cable into contact with liquids or metal products.
- Unauthorized assembly, disassembly, repair or modification of the device may result in a malfunction that cannot be repaired and will void the warranty. Do not attempt to repair the device yourself and always contact the seller.

## 4. PACKAGE CONTENT



## 5. PRODUCT SPECIFICATION

PRODUCT MODEL: RB-008G  
NUMBER OF LEDs: 280 PCS  
CHARGING VOLTAGE: 5V  
NOMINAL VOLTAGE: 3,7V  
CHARGING CURRENT: 600MA  
NOMINAL POWER: 4W  
MADE OF FOOD GRADE SILICONE.

MADE IN HONG KONG EXCLUSIVELY FOR ENVY THERAPY

DISTRIBUTOR:  
KLINIKA ENVY, S.R.O., SLOVAKIA

ENVYTHERAPY.COM

